

Migräne

stoppt mich nicht mehr

CEFALY®



Weniger Migräne –
mehr leben

Dein Start in einen neuen Alltag



Cefaly® ist eine wissenschaftlich fundierte Therapie für Patienten, die unter Migräne und daraus resultierendem Kopfschmerz leiden. Sie beugt Migräneanfällen vor und lindert die Schmerzen – ganz natürlich und ohne Nebenwirkungen. Schmerzkliniken und Schmerzmediziner setzen Cefaly® bereits weltweit erfolgreich ein und empfehlen es ihren Patienten.

Ein weiterer Pluspunkt: Cefaly® hilft dabei, die Einnahme von Migräne-Medikamenten zu reduzieren. Wer die Nebenwirkungen dieser Arzneimittel vermeiden möchte oder bei wem sie neue Migräneanfälle auslösen, für den ist die Therapie mit Cefaly® ebenfalls eine Chance.



Cefaly® normalisiert deine Nervenaktivität ...

Wissenschaftliche Studien haben gezeigt: Cefaly® führt bei regelmäßiger Anwendung zur Beruhigung eines Hirnnerven, des sogenannten Nervus trigeminus oder Drillingsnerven. Eine migränetypisch veränderte Reizweiterleitung und Schmerzverarbeitung im Gehirn kann sich allmählich wieder normalisieren. Der Trigemini-Nerv spielt bei der Entstehung von Migräne und Kopfschmerz eine entscheidende Rolle.

Die Migräneanfälle werden
seltener und weniger schwer



Migräne-Medikamente
können reduziert werden



... auf natürliche Art und Weise

Cefaly® wirkt, indem es über eine Elektrode an der Stirn gezielt Kontakt zu genau diesem Hirnnerven aufnimmt und sehr leichte, elektrische Mikroimpulse an ihn aussendet. Auch unser Körper und seine Nervenzellen kommunizieren über Mikroimpulse miteinander – Cefaly® nutzt also einen körpereigenen Mechanismus.





Natürlich sicher – ohne Nebenwirkungen

Cefaly® ist ein geprüftes und zugelassenes Medizinprodukt, seine Sicherheit wurde in strengen klinischen Studien nachgewiesen. Cefaly® wird bereits weltweit angewendet, relevante Nebenwirkungen sind bisher nicht aufgetreten.

Übrigens: Die elektromagnetische Strahlung von Cefaly® ist geringer als jene, der man während des Fernsehens ausgesetzt ist.

Und: Cefaly® wirkt entspannend. Wer möchte, kann es zwischendurch auch nur zur Steigerung des Wohlbefindens nutzen.





Auch während der Schwangerschaft und Stillzeit

Gute Nachricht für Frauen mit Kinderwunsch, für Frauen die bereits schwanger sind oder die stillen möchten:

Cefaly® kann ohne Bedenken angewendet werden! Für eine schöne und unbeschwerte Zeit.



Deine Auszeit mit Cefaly® – regelmäßig jeden Tag

Manche hören ihre Lieblingsmusik oder blättern in einer Zeitschrift, während sie Cefaly® anwenden. Andere möchten währenddessen lieber Ruhe haben. Ganz egal wie – gönne dir die tägliche Auszeit, um deine Migräne Schritt für Schritt zu lindern.

Cefaly® ist aber kein Wundermittel, es braucht seine Zeit. Bei den meisten Patienten, die Cefaly® regelmäßig anwenden, beginnt die Wirkung nach etwa ein bis zwei Monaten: Die Migräneanfälle werden seltener, dauern kürzer und sind weniger intensiv.





ANWENDUNG

- + an migrärefreien Tagen: 20 Minuten
- + während einer Migräneattacke: wenn es dir guttut, auch länger



EINGEWÖHNUNG

Cefaly® hilft meistens nach ein bis zwei Monaten – hab etwas Geduld



AUCH IN KOMBINATION

Du kannst Cefaly® bei Bedarf auch mit deinen bisherigen Migränetherapien kombinieren



Jeder ist anders – finde deinen Weg

Migränesymptome können so unterschiedlich sein wie wir Menschen selbst. Was dem einen hilft, zeigt beim anderen keine Wirkung und umgekehrt. Deshalb ist es wichtig, nicht den Mut zu verlieren und weiter auszuprobieren: Was hilft mir? Wie kann ich meine einzelnen Therapieelemente so kombinieren, dass es mir wieder gut geht? Sprich darüber am besten auch mit deinem Arzt.

Cefaly® lässt sich mit allen empfohlenen Migränetherapien im Rahmen eines Gesamttherapiekonzepts problemlos kombinieren. Andere Neurostimulationsverfahren sollten allerdings nicht gleichzeitig angewendet werden.



Wir sind für dich da

FRAGEN ZU CEFALY®?

montags bis freitags von 08.00 - 17.00 Uhr

Telefon: +49 (0) 2362 99962-0*

E-Mail: cefaly@bosana.de

Website: www.bosana.de

WO KANN ICH BESTELLEN?

Im Online-Shop: www.cefaly-kaufen.de

Per Telefon: +49 (0) 2362 99962-0*

Per E-Mail: cefaly@bosana.de

CEFALY® 60 TAGE TESTEN

Kosten: 95,00 € zuzüglich 6,90 € Versandkostenpauschale

Wenn du Cefaly® danach weiter nutzen willst, wird der Mietpreis in voller Höhe auf den Kaufpreis angerechnet.

CEFALY® KAUFEN

Kosten: 295,00 € zuzüglich 6,90 € Versandkostenpauschale



DAS CEFALY®-SET BESTEHT AUS:

- Cefaly®-Therapiesystem
- 3 Klebeelektroden für 3 x ca. 20 - 30 Anwendungen
- Reinigungstücher zum Entfetten der Stirn
- USB-Ladekabel und Netzadapter
- Gebrauchsanweisung
- Aufbewahrungsbox



Vertrieb durch:



BOSANA Medizintechnik GmbH
Kappusstiege 13, 46282 Dorsten

Telefon: +49 (0) 2362 99962-0
Fax: +49 (0) 2362 99962-22

www.bosana.de